

### Av- og påkledningskrakk triangel

Krakken gir både barn og voksne de beste forutsetninger for å ivareta den stimulering, trening og samspill som av- og påkledningssituasjonen gir. En trygg og ergonomisk sittestilling har stor betydning for at av- og påkledningen skal gå så lett som mulig. På denne krakken oppnår man en bekvem og avlastende stilling slik at barnet kan ydes den hjelp og støtte som er nødvendig.

Sitteoverflaten er vendbar slik at en kan enten ha en mørk eller en lys flate. For synshemmede kan det da skapes kontrast mot gulvet. Hjørnene har en design som gjør at spastiske barn kan sitte med et ben på hver side og dermed bryte spenninger.

Krakken har avtagbare og regulerbare ben slik at fire ulike høyder kan oppnås. Hjelpemiddelet kan dermed benyttes over flere år, fra ca. 1 år til 10 år. Vil man ha en skråstilt krakk kan det oppnås ved å gjøre fremre ben kortere. Krakken kan også benyttes som bord for de som trener

Størrelse: 66 x 66 x 66 cm

Høyder: 18, 22,5, 27 og 31,5 cm



ulike høyder oppnås ved å snu bena og legge til eller fjerne kloss.

4