

STØTTEPUTER



Brosjyren viser eksempler på støtteputer som kan benyttes i ulike situasjoner, i vogn, på gulvet eller i andre situasjoner der bruker har behov for ekstra støtte for å oppnå en funksjonell og komfortabel sitte- eller liggestilling.

(Støtteputer kan også syes etter mål.)

MOBILIA DOBLO PUTE



Doblo puten er en todelt pute som gir meget god støtte i en komfortabel sitte- eller liggestilling. Den benyttes gjerne sammen med stor støttepute eller u-pute, hesteskopute og evt. "Lillen" nakkepute. Fordi puten er todelt er det enklere å posisjonere og gi en stabil sittestilling for bruker. Ved hjelp av en kombinasjon av puter kan bruker oppnå en funksjonell stilling som gjør kontakt og kommunikasjon enklere.

Doblo puten finnes i tre forskjellige størrelser, tilpasset Mobilia vognens lengde, og benyttet uten vogn; personens høyde.

Fyllet i puten kan reguleres til ønsket mengde.


Doblo puten kan leveres tredelt for brukere med store fleksjonskontrakturer. Fotenden er der delt i to for å gi optimal støtte under knærne.

Putene leveres med blått inkontinens trekk.

Varenummer og mål:

***Mobilia Doblo-pute standard: MT-55S
Lengde: 116cm Bredde: 72cm***

***Mobilia Doblo-pute lang: MT-55L
Lengde: 148cm Bredde: 72 cm***



Mål for puter:
A-B: Bredde (B)
C-D: Dybde (D)
B-E: Tykkelse (T)



Mobilia Støtteputer.

Puten kan benyttes som en støtte bak eller foran bruker eller som ammepute. Puten har saccofyll som gjør puten enkel å forme. Varetrekk i bomull. Finnes i 3 størrelser.

Varenummer og mål:

Mobilia U-pute L: MT-472030

B:100cm D:82cm T:30cm

Mobilia U-pute M:MT-472020

B:98cm D:68cm T:28cm

Mobilia U-pute S: MT-472010

B:82cm D:64cm T:25cm

Mobilia støttepute M: MT-39

B:110cm D:65cm T:30cm

(som U-pute medium, men mer åpen)



Mobilia Tumlepute

Puten er formet som en båt og har saccofyll i ytterkant og polstret midtparti.

Leveres med inkontinenstrekk i blått eller rødt.

Varenummer:

Mobilia Tumlepute, MT-20

B(bredde):73cm

L(lengde):122cm



Mobilia halskrage.

Halskragen er sydd som en hel sirkel med åpning i forkant slik at den ligger godt an rundt nakke og hals med mulighet for støtte for hakepartiet.

Varenummer og mål:

Mobilia halskrage:

MT-472320

B:54cm T:22cm (voksen)

Mobilia halskrage:

MT-472315B

B:44cm T:17cm (barn)



Mobilia T-pute
(abduksjonspute)

Gir god støtte under knærne og gir mulighet for abduisert stilling. Puten leveres i blått inkontinens-trekk. Varetrekk i bomull.

Varenummer og mål:
Mobilia T-pute: MT-60L
B:70cm H:33cm A:12cm

Mobilia T-pute: MT-60S
B:50cm H:25cm A:14cm

H: Markert med pil på bildet
A: Høyde/abduksjonsdel av pute

Mobilia halvmåneformet pute

Puten er beregnet som nakkepute men kan også benyttes som en støtte- eller posisjoningspute der det er behov for små korrigeringer.

Varenummer og mål:
Mobilia halvmåneformet pute:
MT-472310
B:48cm D:22cm

Hesteskopute og nakkepute

Hesteskoputen passer godt til støtte foran bruker. Den gir en funksjonell stilling for bruker ved å plassering som en ammepute, slik at armene kan hvile mot puten og hendene føres frem. Den kan også brukes som nakkepute. Nakkeputen Lillen gir god og stabil stilling for nakke og hode. Leveres i grønn eller blå plysj for god komfort.

Varenummer og mål:
Støttepute hestesko: K-95522
B:65cm D:56cm T:13-19cm

Støttepute Lillen: K-95521
B:35cm D:24cm T:10-15cm